



Integratore alimentare a base di Ferro Sucrosomiale®

FLACONE 30ml + STICK 2,5g 

Sideral® Gocce Forte è un integratore alimentare a base di Ferro Sucrosomiale® (Sideral® r.m.), utile per colmare le carenze alimentari o gli aumentati fabbisogni organici di questo nutriente. Il Ferro Sucrosomiale® è in grado di superare indenne l'ambiente gastrico ed essere assorbito a livello intestinale evitando così eventuali fastidi provocati a livello gastrico.

Il ferro risulta utile per il corretto sviluppo cognitivo e contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina, al normale trasporto di ossigeno nel sangue, alla normale funzione cognitiva, al normale metabolismo energetico, alla normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule.

Ingredienti: Flacone: Acqua demineralizzata, saccarosio, maltodestrine, conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; aroma, addensante: gomma di xantano; acidificante: acido citrico; emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi. **Stick:** Sideral® r.m. - Ferro Sucrosomiale® (ferro pirofosfato, amido di riso pregelatinizzato, esteri saccarici degli acidi grassi, lecitina di girasole supportata su sciroppo di glucosio, fosfato tricalcico, farina di riso); maltodestrine. **Senza Glutine.**

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Utilizzare il prodotto solo dopo la ricostituzione.

Contenuti medi	Per dose giornaliera (1ml)	%VNR
Ferro	14 mg	100%

%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Regolamento UE 1169/2011

Modalità di ricostituzione del prodotto: 1) Aprire il flacone, senza buttare il tappo. 2) Aprire lo stick pack e sospendere la polvere nel liquido contenuto nel flacone. 3) Chiudere il flacone con l'apposito tappo (non usare il contagocce) e lasciare riposare per un minuto. 4) Agitare bene il flacone. 5) Agitare bene prima dell'assunzione di ogni dose.

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente (non superiore ai 25°C). Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, alla luce solare e il contatto con l'acqua. Una volta ricostituito conservare a 4°C.

Modalità d'uso: Si consiglia l'assunzione di 1 ml al giorno pari a circa 12 gocce o come suggerito dal medico. Usare la pipetta fornita nella confezione. Il prodotto può essere assunto tal quale o diluito in un bicchiere d'acqua, in qualsiasi momento della giornata. Agitare bene il flacone prima di ogni uso dopo la ricostituzione. Al momento della ricostituzione potrebbero formarsi dei piccoli agglomerati di polvere, dovuti alle normali caratteristiche del prodotto. Tali agglomerati tendono a scomparire spontaneamente entro pochi minuti, pertanto, si consiglia di ricostituire il prodotto qualche minuto prima dell'assunzione.

In alcuni casi, è possibile notare un sapore leggermente acidulo della sospensione oppure una lieve variazione di colore, dovuti alla normale composizione del prodotto.

Ferro Sucrosomiale® è un marchio registrato.
Sucrosoma® è un marchio registrato.
Sideral® è un marchio registrato.
Sideral® r.m. è un ingrediente brevettato a base di Ferro Sucrosomiale®.

 PHARMANUTRA

Prodotto e confezionato nello stabilimento di
Via A. Canova, 2/4 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
per conto di: Pharmanutra S.p.A. Via Campodavola, 1 - 56122 PISA
www.pharmanutra.it

PAP 22
CARTA
RICICLATA
DIFFERENZIA
L'IMPRESA
DALLA CONCORRENZA

